



PRODUCT DESCRIPTION

Embrace WetBond Seal-n-Shine is an unfilled resin specifically designed for sealing, finishing and polishing composite restorations. It penetrates and seals porosities and cracks in composites, seals margins, and provides quick finishing and polishing of composite, etched or abraded ceramic restorations, and acrylic temporary crowns.

INDICATIONS

Indicated for sealing, finishing and polishing composite restorations, and for repairing cracked teeth, sealing of non-caries or pre-caries lesions, enamel defects and notches, and for sealing the margins of indirect restorations cemented with resin cement.

CONTRAINDICATIONS

Not indicated for direct placement on the exposed pulp.

INSTRUCTIONS FOR USE

Dry ceramic, metal, resin desensitized, prehybridized, and cured resin surfaces. Leave prepared tooth surface slightly moist. Slightly moist surfaces exhibit neither dryness nor pooling of water. Lightly dry and remove surface water with compressed air or a cotton pellet, but do not desiccate the tooth, which naturally contains water. Tooth surface should be shiny or glossy. Overly wet surfaces will result in decreased bond strength.

- For enamel and composite, etch or microabrade for 10 seconds. For ceramic surfaces, place rubber dam and etch with Pulpdent Porcelain Etch Gel for 2 minutes. Pulpdent Kool-Dam should be used to protect soft tissue, teeth or porcelain surfaces, as required.
- Rinse well. Dry ceramic, metal, resin desensitized, prehybridized and cured resin surfaces. Lightly dry enamel and leave prepared tooth surface slightly moist.
- When necessary, place dental floss through the contacts and leave it in the embrasures. Use later to clear contacts and prevent bonding to adjacent tooth surfaces. The teeth can be wedged and a mylar strip can be placed, if desired.
- Apply a thin coat of Seal-n-Shine to the etched tooth and restorative surfaces with a flocked dispenser tip or a clean brush.
- Remove the dental floss by lifting interproximally through the contacts. It is important for the contacts to be open.
- Light cure. Seal-n-Shine cures with all lights.

CAUTION

Uncured material may cause eye or skin irritation on contact. Dental professionals should wear safety glasses and surgical gloves.

STORAGE AND HANDLING

- Store tightly sealed in original container at cool room temperature. Avoid direct light, extremes of temperature, contamination and sources of ignition.
- Shelf life of unopened product: 2 years from date of manufacture.
- Re-cap immediately after use.

Note: Apply disposable barrier sleeves/wraps over multiple-use dental dispensers before use with each patient. For additional information, refer to: <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multi-ple-use-dental-dispenser-devices>

REPORTING OF SERIOUS INCIDENTS

Any serious incidents involving the device should be reported to the manufacturer and the Competent Authority of the Member State in which the incident occurred, or other appropriate regulatory body. Reports of serious incidents should be sent to: Pulpdent Corporation
80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA
Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262
email: pulpdent@pulpdent.com
Note: Refer to the Safety Data Sheet for a list of materials present in this product.

ES

Embrace™ WetBond™ Seal-n-Shine

Acabado SELLADOR y resina para pulido
Tono transparente • fotocurado por luz • Hidrófilo

Descripción del producto

Embrace WetBond Seal-n-Shine es una resina sin relleno diseñada específicamente para sellar, terminar y pulir restauraciones de composite. Penetra y sella porosidades y grietas en composites, sella los márgenes y proporciona un acabado y pulido rápidos del composite, restauraciones de cerámica grabadas o desgastadas y coronas temporales acrílicas.

Indicaciones

Indicado para sellar, terminar y pulir restauraciones de composite, y para reparar dientes fisurados, sellar lesiones no cavidadass o pre-caries, defectos y muescas del esmalte, y sellar los márgenes de restauraciones indirectas cementadas con cemento resinoso.

Contraindicaciones

No está indicado para la colocación directa en la pulpa expuesta.

Instrucciones de uso

Secar la superficie de cerámica, metal, resina desensibilizada, pre-hibridada y polimerizada. Mantenga la superficie del diente preparado ligeramente húmeda. Las superficies ligeramente húmedas no presentan resequedad ni acumulación de agua. Seque ligeramente y elimine el agua de la superficie con aire comprimido o con una bolita de algodón, pero sin secar el diente, que naturalmente contiene agua. La superficie del diente debe ser brillante o lustrosa. Las superficies demasiado húmedas resultarán en una disminución de la fuerza de unión.

- Para esmalte y composite, grabar o microarenar durante 10 segundos. Para superficies de cerámica, coloque el dique de goma y grabe con Pulpdent Porcelain Etch Gel durante 2 minutos. Pulpdent Kool-Dam debe usarse para proteger tejidos blandos, dientes o superficies de porcelana, según sea necesario.
- Enjuague bien. Superficies de resina seca de cerámica, metal, resina desensibilizada, prehibridada y curada. Seque ligeramente el esmalte y deje la superficie del diente preparada ligeramente húmeda.
- Cuando sea necesario, coloque hilo dental a través de los contactos y déjelo en las troneras. Úselo más tarde para despejar los contactos y evitar que se adhieran a las superficies de los dientes adyacentes. Los dientes se pueden encajar y se puede colocar una tira de mylar, si se desea.
- Aplique una capa fina de Seal-n-Shine al diente grabado y las superficies restauradoras con una punta dispensadora con punta tipo microaplicador o un cepillo limpio.
- Retire el hilo dental levantándolo interproximalmente a través de los contactos. Es importante que los contactos estén abiertos.
- Fotopolimerizar. Seal-n-Shine cura con todas las luces.

Precaución

El material no curado puede causar irritación en los ojos o la piel al contacto. Los profesionales dentales deben usar gafas de seguridad y guantes quirúrgicos.

Almacenamiento y Manipulación

- Almacene bien cerrado en el contenedor original a temperatura ambiente. Evite la luz directa, los extremos de temperatura, contaminación y fuentes de ignición.
- Vida útil del producto sin abrir: 2 años a partir de la fecha de fabricación.
- Volver a tapar inmediatamente después de su uso.

Nota : Utilice fundas/envolturas de barrera desechables sobre los dispensadores dentales de uso múltiple antes de usarlos con cada paciente. Para obtener información adicional, consulte: <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices>.

Reporte de incidentes graves

Cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que ocurrió el incidente, u otro organismo regulador apropiado. Los informes de incidentes graves deben enviarse a: Corporación Pulpdent
80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 EE. UU.
Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262
correo electrónico: pulpdent@pulpdent.com
Nota: Consulte la hoja de datos de seguridad para obtener una lista de los materiales presentes en este producto.

FR

PULPDENT®

Embrace™ WetBond™ Seal-n-Shine™

Résine de finition et de polissage pénétrante
Teinte transparente • Photo-polymérisable • Hydrophile

Description du Produit

Embrace WetBond Seal-n-Shine est une résine non chargée spécialement conçue pour sceller, finir et polir les restaurations composites. Elle pénètre et scelle les porosités et les fissures dans les composites, scelle les limites et procure une finition et un polissage rapide des restaurations en composite, en céramique mordancée ou abrasée et des couronnes temporaires en acrylique.

Indications

Indiqué pour sceller, finir et polir les restaurations composites, et pour réparer les dents fissurées, sceller les lésions non carieuses ou pré-cariéuses, les défauts de l'émail et les encoches, et sceller les limites des restaurations indirectes cimentées avec du ciment résine.

Contre-indications

Non indiqué pour un placement direct sur la pulpe exposée.

Instructions d'Utilisation

Sécher les surfaces en céramique, en métal, en résine désensibilisée, en résine pré-hybride polymérisé. Laisser la surface de la dent préparée légèrement humide. Les surfaces légèrement humides ne présentent ni sécheresse ni accumulation d'eau. Sécher légèrement et éliminer l'eau de surface avec de l'air comprimé ou une boulette de coton, mais ne pas dessécher la dent, qui contient naturellement de l'eau. La surface de la dent doit être brillante ou luisante. Des surfaces trop humides entraîneront une diminution de la force d'adhérence.

- Pour l'émail et le composite, mordancer ou micro-abraser pendant 10 secondes. Pour les surfaces en céramique, placer une digue en caoutchouc et mordancer avec Pulpdent Porcelain Etch Gel pendant 2 minutes. Pulpdent Kool-Dam doit être utilisé pour protéger les tissus mous, les dents ou les surfaces en porcelaine, selon les besoins.
- Bien rincer. Sécher les surfaces en céramique, en métal, en résine désensibilisée, en résine pré-hybride polymérisé. Sécher légèrement l'émail et laisser la surface de la dent préparée légèrement humide.
- Si nécessaire, placer du fil dentaire à travers les contacts et le laisser dans les embrasures. L'utiliser plus tard pour libérer les contacts et empêcher un scellement aux surfaces dentaires adjacentes. Les dents peuvent être calées avec un coin inter dentaire et une matrice en mylar peut être placée, si on le souhaite.
- Appliquer une fine couche de Seal-n-Shine sur la dent mordancée et les surfaces de restauration à l'aide d'un embout floqué ou d'un pinceau propre.
- Retirer le fil dentaire en le libérant des contacts inter-proximaux. Il est important que les contacts soient libres.
- Photopolymériser. Seal-n-Shine photopolymérise avec toutes les lampes.

Mise en garde

Le contact des yeux et de la peau avec le matériau non polymérisé peut causer une irritation. Les professionnels dentaires doivent porter des lunettes de sécurité et des gants chirurgicaux.

Stockage et Manipulation

- Conserver hermétiquement clos dans le contenant original à température ambiante fraîche. Eviter la lumière directe, les températures extrêmes, la contamination et les sources d'ignition.
- Validité du produit non ouvert : 2 ans à partir de la date de fabrication.
- Reboucher immédiatement après l'usage.

Remarque

Appliquer des protections jetables et remplacer l'embout avant de l'utiliser avec chaque patient. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices>
Notification des incidents graves
Tout incident grave impliquant le dispositif doit être notifié au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'incident s'est produit, ou à tout autre organisme de réglementation approprié. Les rapports d'incidents graves doivent être envoyés à : Société Pulpdent
80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 États-Unis
Tél. : 617-926-6666 / Fax : 617-926-6262
Courriel : pulpdent@pulpdent.com
Remarque : Veuillez-vous reporter à la fiche de données de sécurité pour une liste des matériaux présents dans ce produit.

DE

PULPDENT®

Embrace™ WetBond™ Seal-n-Shine

Finish- und Polierharz zum Versiegeln
Klarer Farbton - Lichthärtung - Hydrophil

Produktbeschreibung

Embrace WetBond Seal-n-Shine ist ein ungefüllter Kunststoff, der speziell für die Versiegelung, Fertigstellung und Politur von Kompositrestaurationen entwickelt wurde. Es durchdringt und versiegelt Porositäten und Risse in Kompositen, versiegelt Ränder und ermöglicht ein schnelles Finieren und Polieren von Kompositen, geätzten oder abgeschliffenen Keramikrestaurationen und provisorischen Kunststoffkronen.

Indikationen

Geeignet zum Versiegeln, Finieren und Polieren von Komposit-Restaurationen, zum Reparieren von rissigen Zähnen, zum Versiegeln von nicht-kariösen oder korkariösen Läsionen, Schmelzdefekten und Kerben sowie zum Versiegeln der Ränder von indirekten Restaurationen, die mit Harzzement zementiert wurden.

Kontraindikationen

Nicht indiziert zum direkten Einsatz in der freigelegten Pulpa.

Gebrauchsanweisung

Trocknen Sie Keramik-, Metall-, kunststoffdesensibilisierte, vorhybridisierte und ausgehärtete Kunststoffoberflächen. Lassen Sie die präparierte Zahnoberfläche leicht feucht. Leicht feuchte Oberflächen weisen weder Trockenheit noch Wasseransammlungen auf. Trocknen Sie die Oberfläche leicht und entfernen Sie das Wasser mit Druckluft oder einem Wattebausch, aber trocknen Sie den Zahn nicht aus, da er von Natur aus Wasser enthält. Die Zahnoberfläche sollte schimmernd oder glänzend sein. Zu nasse Oberflächen führen zu einer verminderten Haftfestigkeit.

- Bei Schmelz- und Kompositoberflächen 10 Sekunden lang ätzen oder mikro-schleifen. Bei Keramikoberflächen Kofferdam auflegen und mit Pulpdent Porcelain Etch Gel 2 Minuten lang ätzen. Pulpdent Kool-Dam sollte je nach Bedarf zum Schutz von Weichgewebe, Zähnen oder Porzellanoberflächen verwendet werden.

2. Gut ausspülen. Keramik-, Metall-, desensibilisierte, vorhybridisierte und ausgehärtete Kunststoffoberflächen trocknen. Schmelz leicht trocknen und die präparierte Zahnoberfläche leicht feucht halten.
3. Falls erforderlich, Zahnseide durch die Kontaktoberflächen führen und in den Öffnungen belassen. Verwenden Sie sie später, um die Kontakte zu säubern und ein Verkleben mit den benachbarten Zahnoberflächen zu verhindern. Falls gewünscht, können die Zähne verkeilt und ein Mylarstreifen angebracht werden.
4. Tragen Sie mit einer beflockten Spenderspitze oder einem sauberen Pinsel eine dünne Schicht Seal-n-Shine auf die geätzten Zahn- und Restaurationsflächen auf.
5. Entfernen Sie die Zahnseide durch interproximales Anheben durch die Kontaktoberflächen. Es ist wichtig, dass die aneinanderliegenden Zahnflächen nicht zusammengeklebt sind.
6. Lichthärtung. Seal-n-Shine härtet mit allen Lichtquellen aus.

Warnhinweis

Das unausgehärtete Material kann bei Kontakt mit Augen und Haut Irritationen verursachen.

Zahnmedizinisches Personal muss eine Schutzbrille und Handschuhe tragen.

Lagerung und Handhabung

- Gut verschlossen in der Original-Verpackung lagern bei kühler Raumtemperatur.
- Direktes Licht und extreme Temperaturschwankungen vermeiden. Vor Kontamination und Brandquellen schützen.
- Haltbarkeit bei ungeöffneter Packung: 2 Jahre ab Herstellungsdatum.
- Nach Gebrauch sofort verschließen.

Bemerkung: Verwenden Sie vor jedem Gebrauch Einweg-Schutzhüllen. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices>

Meldung von schwerwiegenden Vorkommnissen

Alle schwerwiegenden Vorkommnisse im Zusammenhang mit dem Produkt sollten dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem das Vorkommnis aufgetreten ist, oder einer anderen zuständigen Aufsichtsbehörde gemeldet werden.

Richten Sie bitte Meldungen von schwerwiegenden Vorkommnissen an:

Pulpdent Corporation

80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA

Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262

E-Mail: pulpdent@pulpdent.com

Hinweis: Eine Liste der in diesem Produkt enthaltenen Materialien finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

IT

Embrace™ WetBond™ Seal-n-Shine

Resina penetrante per finitura e lucidatura

Trasparente • Fotopolimerizzabile • Idrofila

Descrizione del prodotto

Embrace WetBond Seal-n-Shine è una resina non caricata specificatamente progettata per sigillare, rifinire e lucidare restauri in composito. Penetra e sigilla le porosità e le fessure nei compositi, sigilla i margini e fornisce una rapida rifinitura e lucidatura di restauri in composito, ceramica mordenzata o abrasa e corone provvisorie in resina acrilica.

Indicazioni

Indicata per sigillare, rifinire e lucidare restauri in composito e per riparare denti fessurati, sigillare lesioni non cariose o a rischio carie, difetti e incisioni dello smalto e per sigillare i margini di restauri indiretti cementati con cementi resinosi.

Controindicazioni

Non indicato per l'applicazione diretta sulla polpa esposta.

Istruzioni per l'uso

Asciugare le superfici in ceramica, metallo, superfici desensibilizzate o preibridizzate con resina e resina polimerizzata. Lasciare la superficie del dente preparata leggermente umida. Le superfici leggermente umide non mostrano né secchezza né ristagno d'acqua. Asciugare leggermente e rimuovere l'acqua superficiale con aria compressa o un pellet di cotone, ma non essiccare il dente, che contiene naturalmente acqua. La superficie del dente deve essere lucida o brillante. Superfici eccessivamente bagnate ridurranno la forza di adesione.

1. Per smalto e composito, mordenzare o microabrader e per 10 secondi. Per le superfici in ceramica, posizionare la diga di gomma e mordenzare con Pulpdent Porcelain Etch Gel per 2 minuti. Se necessario, utilizzare Pulpdent Kool-Dam per proteggere i tessuti molli, i denti o le superfici in porcellana.
2. Sciacquare bene. Asciugare le superfici in ceramica, metallo, superfici desensibilizzate o preibridizzate con resina e resina polimerizzata. Asciugare leggermente lo smalto e lasciare leggermente umida la superficie del dente preparata.
3. Quando necessario, posizionare un filo interdentale nella zona interprossimale; utilizzarlo in seguito per pulire i punti di contatto e prevenire l'adesione tra il prodotto e i denti adiacenti. In alternativa, inserire un cuneo e posizionare una matrice in mylar.
4. Applicare uno strato sottile di Seal-n-Shine sul dente mordenzato e sulle superfici del restauro con un puntale a batuffolo o uno spazzolino pulito.
5. Rimuovere il filo interdentale sfilandolo attraverso il punto di contatto. È importante che il punto di contatto rimanga aperto.
6. Fotopolimerizzare. Seal-n-Shine polimerizza con tutte le lampade.

Attenzione

Il materiale non polimerizzato può causare irritazione a contatto con la pelle e gli occhi. Indossare occhiali e guanti chirurgici durante l'utilizzo. Non superare il tempo di polimerizzazione raccomandato dal produttore della lampada che si sta utilizzando.

Conservazione e gestione

- Conservare nel contenitore originale ben sigillato a temperatura ambiente fresca. Evitare la luce diretta, temperature estreme, contaminazione e fonti di ignizione.
- Periodo di validità del prodotto non aperto: 2 anni dalla data di produzione.
- Richiudere immediatamente dopo l'uso.

Nota : Applicare delle protezioni monouso sulla siringa e cambiare il puntale dopo ogni paziente.

Per ulteriori informazioni vedere <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices>

Segnalazione di incidenti gravi

Qualsiasi incidente grave che coinvolga il dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui si è verificato l'incidente, o altro organismo di regolamentazione appropriato. Le segnalazioni di incidenti gravi devono essere inviate a:

Pulpdent Corporation

80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA

Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262

e-mail: pulpdent@pulpdent.com

Nota: Consultare la scheda di sicurezza per un elenco dei materiali presenti in questo prodotto.

NL

PULPDENT

Embrace™ WetBond™ Seal-n-Shine

Indringende afwerk- en polijsthars Heldere tint• Licht uithardend • Hydrofiel

PRODUCTBESCHRIJVING

Embrace WetBond Seal-n-Shine is een onge vulde hars die speciaal is ontworpen voor het afdichten, afwerken en polijsten van composietrestauraties. Het dringt door en dicht porositeiten en scheuren in composieten af, dicht marges af en zorgt voor een snelle afwerking en polijsting van composiet, geëtste of geschuurde keramische restauraties en tijdelijke kronen van acryl.

INDICATIES

Aangewezen voor het afdichten, afwerken en polijsten van composietrestauraties en voor het repareren van gebarsten tanden, het afdichten van niet-cariës of precariës laesies, glazuurdefecten en inkepingen, en voor het afdichten van de randen van indirecte restauraties die zijn gecementeerd met harscement.

CONTRA-INDICATIES

Niet geïndiceerd voor directe plaatsing op de blootgestelde pulp.

GEBRUIKSAANWIJZING

Droge keramische, metalen, met hars ongevoelige, voor gehybridiseerde en uitgeharde harsoppervlakken. Laat het voorbereide tandoppervlak licht vochtig. Licht vochtige oppervlakken vertonen geen uitdroging of ophoping van water. Droog en verwijder oppervlaktewater met perslucht of een wattenbolletje, maar droog de tand, die van nature water bevat, niet uit. Het tandoppervlak moet glanzend of glimmend zijn. Te natte oppervlakken zullen resulteren in verminderde hechtsterkte.

1. Voor glazuur en composiet, ets of microabrade gedurende 10 seconden. Voor keramische oppervlakken, rubberdam aanbrengen en 2 minuten etsen met Pulpdent Porcelain Etch Gel. Indien nodig moet Pulpdent Kool-Dam worden gebruikt om zacht weefsel, tanden of porseleinen oppervlakken te beschermen.
2. Goed uitspoelen. Droog keramiek, metaal, hars, ongevoelig gemaakt, voor gehybridiseerde en uitgeharde harsoppervlakken. Droog het glazuur lichtjes en laat het geprepareerde tandoppervlak licht vochtig.
3. Plaats indien nodig tandzijde door de contacten en laat deze in de schietgaten. Gebruik later om contacten te verwijderen en hechting aan aangrenzende tandoppervlakken te voorkomen. De tanden kunnen worden ingeklemd en desgewenst kan een mylar-strip worden geplaatst.
4. Breng een dunne laag Seal-n-Shine aan op de geëtste tand en restauratieve oppervlakken met een gevlokte dispensertip of een schone borstel.
5. Verwijder de tandzijde door interproximaal door de contacten op te tillen. Het is belangrijk dat de contacten open zijn.
6. Lichtuitharding. Seal-n-Shine hardt uit met alle lampen.

LET OP

Niet-uitgehard materiaal kan bij contact oog- of huidirritatie veroorzaken. Tandartsen dienen een veiligheidsbril en chirurgische handschoenen te dragen.

OPSLAG EN HANTERING

- Bewaar goed afgesloten in de originele verpakking op een koele kamertemperatuur. Vermijd direct licht, extreme temperaturen, vervuiling en ontstekingsbronnen.
- Houdbaarheid van ongeopend product: 2 jaar vanaf fabricagedatum.
- Sluit de dop direct na gebruik weer af.

Opmerking: Breng vóór gebruik bij elke patiënt wegwerpbare barrièrehoezen/-wikkels aan over tandheelkundige dispensers voor meervoudig gebruik. Raadpleeg voor meer informatie:<https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices>

MELDING VAN ERNSTIGE INCIDENTEN

Alle ernstige incidenten waarbij het apparaat betrokken is, moeten aan de fabrikant worden gemeld en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar het incident zich heeft voorgedaan, of een andere bevoegde regelgevende instantie. Meldingen van ernstige incidenten dienen te worden gestuurd naar:

Pulpdent Corporation

80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA

Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262


e-mail: pulpdent@pulpdent.com

Opmerking: Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor een lijst van materialen die in dit product aanwezig zijn.



 SDS	Electronic Safety Data Sheet
EN	Electronic Safety Data Sheet
ES	Ficha electrónica de datos de seguridad
FR	Fiche de données de sécurité électronique
DE	Elektronisches Sicherheitsdatenblatt
IT	Scheda di sicurezza elettronica
DK	Elektronisk sikkerhedsdatablad
NL	Elektronisch veiligheidsinformatieblad
SE	Elektroniskt säkerhetsdatablad
NO	Datablad om elektronisk sikkerhet
FI	Sähköinen käyttöturvallisuustiedote
CZ	Elektronický bezpečnostní list
LV	Elektroniskā drošības datu lapa
LT	Elektroninis saugos duomenų lapas
PT	Ficha de dados de segurança eletrónica
SK	Elektronická karta bezpečnostných údajov
PL	Elektroniczna karta charakterystyki
RO	Fișa electronică cu date de securitate
EE	Elektroniline ohutuskart
BG	Електронен информационен лист за безопасност
GR	Ηλεκτρονικό δελτίο δεδομένων ασφαλείας

	Cenger Scandinavia A/S Urlevvej 6 B 8783 Hornslyd Denmark	Ortho Organizers GmbH Lauenbühlstraße 59 88161 Lindenberg Im Allgäu Germany	Hofmeester Dental B.V. Andries Copierhof 2 3059 LM Rotterdam Netherlands
EU Importers Leibetseder Dentalwarenhandel GmbH Hans-Zach-Straße 2 4210 Gallneukirchen Austria	Dansk Nordenta A/S Nydamsvvej 8 8362 Hørning Denmark	Dental Medical Ireland Kellystown House Kellystown Lane, Leixlip Co. Kildare, W23 VF9P Ireland	Equadent Sp z o.o. Ul. Pck 12 62-500 Konin Poland
Bohumila Sieglová Kolmá 303 25203 Řitka Czech Republic	Plandent Oy Asentajankatu 6 B 00880 Helsinki Finland	Ravelli S.p.A. Via Darwin 32-34 20019 Settimo Milanese Italy	Lifco Dental AB Verkmästaregatan 1 745 39 Enköping Sweden
Hu-Fa Dental a.s. Moravni 909 765 02 Otrokovice Czech Republic	Opsyse 18 Allée Du Fenouil ZA Saint Louis 84250 Le Thor France	Virdental, UAB Artojų G. 52B, Garliavos Apylinkių Seniūnija Teleičių Kaimas 53273, Kauno Rajonas Lithuania	UNIDENT AB Västerhavsvägen 2 311 77 Falkenberg Sweden



 **PULPDENT® Corporation**
80 Oakland Street • Watertown, MA 02472 • U.S.A.
(617) 926-6666 or (800) 343-4342 • Fax (617) 926-6262
www.pulpdent.com • pulpdent@pulpdent.com